


## Seringue pré-remplie

La compagnie pharmaceutique qui fabrique les immunoglobulines va changer la présentation du produit. Dorénavant les immunoglobulines seront dans une seringue pré-remplie. Pour le moment les formats disponibles seront des seringues de 5ml (1 gramme) et de 10 ml (2 grammes), les autres formats seront disponibles éventuellement. Le produit reste le même que dans les fioles.

### Voici les étapes pour faire le transfert des immunoglobulines dans la seringue de 60 ml.

Voici le contenant de la seringue pré-remplie :



Voici le connecteur de transfert (connecteur qui sera fourni par la compagnie Hizentra care)




Étape 1 : Retirer le bouchon vissant de la seringue pré-remplie ainsi qu'un des deux bouchons vissant du connecteur, puis joindre la seringue pré-remplie au connecteur.



**Étape 2 : Retirer le deuxième bouchon vissant du connecteur, puis visser la seringue de 60 ml.**



**Étape 3 : Pousser le piston de la seringue pré-remplie, afin de transférer les immunoglobulines dans la seringue de 60 ml.**



**Les étapes suivantes de la préparation demeurent les mêmes.**

**Document créé par : Audrey Ménard et Maude Lemelin Infirmières cliniciennes au CHU Sainte Justine, Novembre 2017.**